

Pengujian Fosfor Total/Total Phosphorus (TP) dalam Sampel Air

Standard Operational Procedure (SOP)

Wadah Penyimpanan	Minimum jumlah contoh yang diperlukan (mL)	Pengawetan	Lama penyimpanan maksimum yang dianjurkan	Lama penyimpanan maksimum Menurut APHA-AWWA-WEF
P, G, FP	100	Tambahkan H ₂ SO ₄ sampai pH < 2 dan dinginkan, ≤ 6°C	28 hari	28 hari

Keterangan

P = Plastik (Polyethylene atau sejenisnya)

G = Gelas

FP = Fluoropolymer (polytetrafluoroethylene (PTFE, Teplon) atau fluoropolymer lainnya)

Sumber :

Standard Methods For The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017