

Pengujian Padatan Total/Total Solid (TS) dalam Sampel Air

Standard Operational Procedure (SOP)

Wadah Penyimpanan	Minimum jumlah contoh yang diperlukan (mL)	Pengawetan	Lama penyimpanan maksimum yang dianjurkan	Lama penyimpanan maksimum menurut APHA-AWWA-WEF
P, G	200	Dinginkan, $\leq 6^{\circ}\text{C}$	7 hari	2 -7 hari

Keteranagn

P = Plastik (Polyethylene atau sejenisnya)

G = Gelas

Sumber :

Standard Methods For The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017