

Pengukuran pH dalam Sampel Air

Standard Operational Procedure (SOP)

Wadah Penyimpanan	Minimum jumlah contoh yang diperlukan (mL)	Pengawetan	Lama penyimpanan maksimum yang dianjurkan	Lama penyimpanan maksimum Menurut APHA-AWWA-WEF
P, G	50	Segera dianalisis	0,25 jam	0,25 jam

Keteranagn

P = Plastik (Polyethylene atau sejenisnya)

G = Gelas

Sumber :

Standard Methods For The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017