




# Case: Pengajuan Layanan







## Case: Penyerahan Hasil Uji

# Penanganan Sampel Invertebrata Laut sebelum dikirim

Sampel diambil dari alam dan diberi label keterangan tgl koleksi & lokasi



Sampel diawetkan dalam alkohol 70% sampai waktunya akan dikirim untuk diidentifikasi



## Packing Sampel Invertebrata Laut



Spesimen dibungkus dengan plastik

Spesimen beserta label lapangan dibungkus dgn kitchen towel yang sudah direndam alkohol

Spesimen dibungkus 1x lagi dgn kitchen towel yang sudah direndam alkohol

Spesimen dibungkus min.2 rangkap kitchen towel yang sudah direndam alkohol



Kemudian plastik ditutup dengan lakban sampai semua sisi tertutup (dibungkus min. 2 rangkap)

Kotak dibungkus dengan plastik dan ditutup lakban

Kotak ditutup dengan rapat dan diberi lakban

Spesimen yang sudah dibungkus dimasukkan ke dalam wadah kotak



**Sampel yang sudah di-packing, dikirim ke:**

Laboratorium Invertebrata Laut  
Pusat Penelitian Oseanografi – LIPI  
Jl. Pasir Putih No. 1, Ancol Timur  
Jakarta Utara 14430